



SERVIZI PREVENTIVI

Dotazione personale

Congiu Andrea

Version 3.1, 02/04/2022: Aggiunta delle immagini

Indice

| | |
|--|----|
| Introduzione | 1 |
| Zaino d'emergenza | 2 |
| Lista del contenuto | 2 |
| Distribuzione del materiale | 2 |
| Zona 1 | 3 |
| Scomparto A | 3 |
| Scomparto B | 3 |
| Scomparto C | 3 |
| Scomparto D | 4 |
| Scomparto E | 4 |
| Tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3 | 5 |
| Zona 2 | 6 |
| Borsa blu - Medicazioni 1 | 6 |
| Borsa arancione - Medicazioni 2 | 7 |
| Borsa rossa piccola - Iniezioni | 7 |
| Borsa verde piccola - Termoregolazione | 7 |
| Borsa rossa - Infusioni | 8 |
| Zona 3 | 9 |
| Borsa blu - Diagnostica | 9 |
| Borsa gialla media - DPI | 10 |
| Borsa verde piccola - Batterie di scorta e fonti luminose | 10 |
| Borsa nera piccola - Set farmaci orali | 10 |
| Dettagli dei Set | 11 |
| Set aerosol | 11 |
| Set canule di Güdel | 11 |
| Set farmaci orali | 11 |
| Set farmaci parenterali | 12 |
| Ampollario medio | 12 |
| Ampollario piccolo | 12 |
| Set glicemia | 13 |
| Zaino per l'aspiratore, il defibrillatore e il Bleed Control | 14 |
| Distribuzione del materiale | 14 |
| Zona 1 | 15 |
| Scomparto A | 15 |
| Nella tasca del defibrillatore | 16 |
| Scomparto B | 17 |
| Sopra la tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3 | 18 |
| Tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3 | 19 |

| | |
|---|----|
| Zona 2 | 20 |
| Borsa rossa media - Set Bleed Control (Controllo dei sanguinamenti) | 21 |
| Borsa rossa piccola - Alimentazione e pulizia dell'aspiratore | 21 |
| Borsa nera piccola - Riserva aspirazione | 22 |
| Borsa blu piccola - Ausili DAE | 22 |
| Borsa rossa piccola - Batterie di scorta e fonti luminose | 23 |
| Borsa verde piccola - Guanti non sterili | 23 |
| Zona 3 | 24 |
| Borsa gialla - Aspirazione | 24 |
| Cateteri per aspirazione | 24 |
| Altra dotazione | 25 |
| Per necessità | 25 |
| Manifestazioni sportive | 25 |
| Borsa gialla - Sondino Naso-gastrico | 25 |
| Per regolamento | 25 |
| Rifornimento del materiale | 26 |
| Boscarol Bolzano | 26 |
| Corradini Gas Bolzano | 27 |
| Echoes Srl | 27 |
| Collaboratori, revisioni e contatti | 28 |
| Collaboratori | 28 |
| Revisioni | 28 |
| Contatti | 28 |
| La licenza | 29 |
| Applicazione della licenza | 29 |
| La licenza applicata | 29 |
| Dettagli della licenza | 29 |
| Ringraziamenti | 30 |

Introduzione

L'allestimento di questo zaino è pensato per gestire dai piccoli interventi di primo soccorso fino alle emergenze. È diviso in scompartimenti e borse che contengono il materiale per affrontare le singole azioni cercando di aprire meno borse possibili. Ad esempio, se bisogna incanalare una vena per infondere una Fisiologica, non devo aprire il set **Medicazione** per prendere garze, disinfettante e cerotto, sarebbe un'inutile perdita di tempo e presto ci sarebbe molta confusione vicino alla vittima. Nell'esempio, il **set infusione** è organizzato per eseguire tutta la procedura, dalla disinfezione, al fissaggio e all'infusione. O ancora, in caso di shock anafilattico (situazione estremamente critica e grave), aprire l'ampollario per prendere l'Adrenalina, successivamente aprire un altro scomparto per prendere la siringa e l'ago, lo ritengo assurdo, meglio aggiungere la siringa e l'ago nell'ampollario. Questo metodo di allestimento ho cercato di applicarlo a tutto lo zaino. Ovviamente la distribuzione del materiale al suo interno è organizzata per questo specifico modello ma, se avessi uno zaino differente, avrei lo stesso materiale ma distribuito diversamente.



In questo documento ho scritto nomi di prodotti e ditte, ma sono una mia scelta.

Zaino d'emergenza

Lista del contenuto

Nella seguente lista è elencato il materiale contenuto nello zaino ad esclusione di quello dei *set*. Per il contenuto dei *set* vedi il capitolo specifico.




Le batterie di seguito elencate (tipo e quantità) sono specifiche per il materiale che ho scelto.

Distribuzione del materiale



Zona 1



Scomparto A

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------|----------|------|
| Set canule di Güdel | 1 | |

Scomparto B

| MASCHERA DA VENTILAZIONE NR.: | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|----------|------|
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |

Scomparto C

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------|----------|------|
| Filtro antimicrobico | 1 | |
| Pallone da ventilazione | 1 | |
| Reservuar | 1 | |

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------------------------|----------|------|
| Tubo di raccordo O₂ | 1 | |

Scomparto D

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Maschera O₂ | 1 | |
| Set Aerosol | 1 | Borsa blu piccola |

Scomparto E

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Bombola O₂ 2 litri | 1 | Con manometro e regolatore di flusso |
| Guanti non sterili S-M-L | 5 paia per misura | Borsa blu piccola |
| Set farmaci parenterali | 1 | Ampollario rosso medio |

Tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Adesivo dell'ente | 10 | |
| Biglietto da visita | 10 | |
| Disinfettante Gel 80 ml | 1 | Per le mani |
| Guanti sterili 7-7,5-8 | 1 paio per misura | |
| Sacchetto rifiuti | 1 | |

Zona 2



| BORSA | FINALITÀ |
|---------------|------------------|
| Blu | Medicazione 1 |
| Arancione | Medicazione 2 |
| Rossa piccola | Iniezioni |
| Verde piccola | Termoregolazione |
| Rossa | Infusioni |

Borsa blu - Medicazioni 1

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Benda elastica coesiva 4 cm | 2 | |
| Benda elastica coesiva 10 cm | 2 | |
| Cerotto a nastro 2,5 cm | 1 | Durapore |
| Cerotto a nastro 5 cm | 1 | Leucoplast |
| Telo sterile da medicazione 60x80 cm | 1 | |
| Triangolo in stoffa 96x96x136 cm | 2 | Per immobilizzazioni |

Borsa arancione - Medicazioni 2

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| Cerotto medicato 5x7 cm | 5 | FarmaPore |
| Cerotto medicato 8x10 cm | 5 | FarmaPore |
| Cerotto medicato 10x20 cm | 5 | FarmaPore |
| Disinfettante in bustina | 5 | Farvicett |
| Disinfettante spray | 1 | |
| Forbice taglia-vestiti | 1 | |
| Garza non sterile 10x10 cm | 20 | |
| Garza non sterile 5x5 cm | 10 | |
| Garza sterile 10x10 cm | 10 | |
| Pinza anatomica | 1 | |
| Pinza chirurgica | 1 | |
| Pinza di Kocher | 1 | |
| Rasoio monouso per tricotomia | 2 | |
| Sterilstrip 6x100 mm | 2 confezioni | |
| Sterilstrip 12x100 mm | 1 confezione | |

Borsa rossa piccola - Iniezioni

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|----------------------------------|----------|------|
| Ago sterile monouso 18 G | 5 | |
| Ago sterile monouso 22 G | 5 | |
| Siringa sterile monouso 2 o 3 ml | 3 | |
| Siringa sterile monouso 5 ml | 3 | |
| Siringa sterile monouso 10 ml | 2 | |
| Siringa sterile monouso 20 ml | 2 | |

Borsa verde piccola - Termoregolazione

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------|----------|------|
| Coperta isotermica | 2 | |
| Ghiaccio istantaneo | 2 | |

Borsa rossa - Infusioni

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| Agocanula 16-18-20-22 G | 2 per misura | |
| Cerotto a nastro 2,5 cm | 1 | Durapore |
| Deflussore | 2 | |
| Disinfettante in salvietta | 5 | |
| Garza sterile 5x5 cm | 2 | |
| Garza sterile 10x10 cm | 2 | |
| Getta-ago | 1 | |
| Laccio emostatico | 2 | |
| Rubinetto a tre vie | 2 | |
| Siringa monouso 10 ml | 1 | Lavaggio agocanula |
| Sodio Cloruro 0,9% 10 ml | 1 | Lavaggio agocanula |
| Sodio Cloruro 0,9% 500 ml | 1 | In sacca |
| Spremisacca | 1 | |
| Tappo per agocanula | 5 | Maschio e femmina in uno |

Zona 3



| BORSA | FINALITÀ |
|---------------|-------------------------------------|
| Blu | Diagnostica |
| Gialla media | Dispositivi di Protezione Personale |
| Verde piccola | Batterie di scorta e fonti luminose |
| Nera piccola | Set farmaci orali |

Borsa blu - Diagnostica

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|------------------------|----------|------|
| Abbassalingua in legno | 3 | |
| Lampada per pupille | 1 | |
| Pulsiossimetro a dito | 1 | |
| Set glicemia | 1 | |
| Sfigmomanometro | 1 | |
| Stetoscopio | 1 | |
| Termometro | 1 | |

Borsa gialla media - DPI

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-----------------------------------|----------|------|
| Occhiali protettivi | 2 | |
| Copriscarpe | 2 paia | |
| Maschera di protezione chirurgica | 3 | |
| Maschera di protezione FFP3 | 3 | |

Borsa verde piccola - Batterie di scorta e fonti luminose

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Batteria AAA - LR03 - 1,5V | 7 | |
| Batteria CR2032 - 3 V | 4 | |
| Fonte luminosa da segnalazione | 1 per colore | Rossa e bianca |
| Fonte luminosa frontale | 1 | |



Fonte luminosa frontale

Indispensabile per interventi in condizione di scarsa luminosità. Essendo di tipo frontale non tiene una mano occupata.

Fonte luminosa da segnalazione

Due piccole fonti luminose lampeggianti faciliteranno la nostra individuazione da parte di altre persone. Un modello ideale è quello usato per le biciclette.

Borsa nera piccola - Set farmaci orali

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------|----------|------|
| Set farmaci orali | 1 | |

Dettagli dei Set

| SET | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------|----------|----------------------------|
| Aerosol | 1 | Borsa blu piccola |
| Canule di Güdel | 1 | |
| Farmaci orali | 1 | |
| Farmaci parenterali | 2 | Ampollario medio e piccolo |
| Glicemia | 1 | |

Set aerosol

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|----------------------------------|----------|--|
| Aerosol | 1 | Nebulizzatore, maschera, raccordo O ₂ |
| Ago sterile monouso 18 G | 1 | |
| Sodio Cloruro 0,9% 10 ml | 1 | |
| Siringa sterile monouso 2 o 3 ml | 1 | |
| Acetilcisteina 600 mg/3 ml | 2 | Soluzione in fiale da nebulizzare |

Set canule di Güdel

| CANULA GÜDEL NUMERO È mm | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------|----------|------|
| 0 - 60 mm | 1 | |
| 1 - 70 mm | 1 | |
| 2 - 80 mm | 1 | |
| 3 - 90 mm | 1 | |
| 4 - 100 mm | 1 | |

Set farmaci orali

| FARMACO | PRINCIPIO ATTIVO | QUANTITÀ | NOTE |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| Aspirina 500 mg cp | Acido Acetilsalicilico | 1 blister | |
| Brufen 600 mg cp | Ibuprofene | 1 blister | |
| Carvasin 5 mg cp | Isorbide Dinitrato | 1 blister | Sublinguale |
| Ketoprofene sale di Lisina | Ketoprofene sale di Lisina | 3 bustine | |
| Paracetamolo 500 mg cp | Paracetamolo | 1 blister | |
| Tachidol 500 mg/30 mg cp | Paracetamolo Codeina | 1 blister | |
| Cetirizina 10 mg cp | Ceririzina | 1 blister | |

Set farmaci parenterali

Ampollario medio

| FARMACO | PRINCIPIO ATTIVO | DILUIZIONE E SOMM. | QUANTITÀ | NOTE |
|-----------------------|------------------|---------------------|----------|------|
| Anexate 0,5 mg/5 ml | Flumazenil | Puro | 2 | |
| Cordarone 150 mg/3 ml | Amiodarone | Puro | 4 | |
| Flebocortid 1 g/10 ml | Idrocortisone | Con il suo diluente | 2 | |
| Glucosio 33%/10 ml | Glucosio | Puro | 5 | |
| Ipnovel 15 mg/3 ml | Midazolam | Puro | 2 | |
| NaCl 0,9% 10 ml | Sodio Cloruro | Per diluire | 5 | |

Ampollario piccolo

| FARMACO | PRINCIPIO ATTIVO | DILUIZIONE E SOMM. | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------|------|
| Adrenalina 1 mg/ml | Adrenalina | Puro o 1mg:10ml NaCl | 5 | |
| NaCl 0,9% 10 ml | Sodio Cloruro | Per diluire | 2 | |
| Tavor 4 mg/ml | Lorazepam | 1mg:2,5ml NaCl (4:10) | 3 | |
| Ago sterile monouso 18 G | | | 2 | |
| Disinfettante in salvietta | | | 2 | |
| Siringa sterile monouso 10 ml | | | 2 | |



Questo ampollario va conservato in frigorifero e quando viene messo nello zaino, **DEVE** essere termoisolato.



Essendo l'adrenalina il farmaco salvavita in caso di shock anafilattico, ritengo fondamentale allestire questo ampollario con tutto il materiale necessario per la sua preparazione e somministrazione.



Al posto delle fiale di Adrenalina è possibile attrezzare lo zaino con la soluzione iniettabile in penna preriempita come: Epipen o Fastjekt. Questi prodotti sono in oltre più stabili alle temperature calde.

Set glicemia

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Cerotto medicato | 5 | Da prelievo |
| Dispositivo pungidito | 1 | |
| Garza non sterile 5x5 cm | 5 | |
| Lancetta pungidito | 10 | |
| Misuratore della glicemia | 1 | Freestyle Optium Neo |
| Striscia reagente per glicemia | 10 | FreeStyle |

Zaino per l'aspiratore, il defibrillatore e il Bleed Control

Nella seguente lista è elencato il materiale contenuto nello zaino ad esclusione di quello contenuto nel set *Bleed Control*. Per il contenuto del set vedi il capitolo specifico.




Le batterie di seguito elencate (tipo e quantità) sono specifiche per il materiale che ho scelto.

Distribuzione del materiale



Zona 1



Scomparto A

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--|----------|------------------------------|
| Defibrillatore semiautomatico | 1 | HeartSine samaritan PAD 350P |
| Piastre adulti | 1 | Cartuccia Pad-Pak per adulti |
| Piastre pediatriche | 1 | Cartuccia Ped-Pak pediatrica |
| Steccobenda modello Boston 11x91 cm | 1 | |
| Steccobenda modello Boston 15x91 cm | 1 | |

Nella tasca del defibrillatore



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| Forbice taglia-vestiti | 1 | |
| Guanti non sterili M | 3 paia | Per la tasca del defibrillatore |
| Maschera da ventilazione | 1 | Vedi informazioni sotto la tabella |
| Rasoio monouso per tricotomia | 1 | |
| Sacchetto rifiuti | 1 | |
| Straccietto di stoffa | 1 | |



La maschera per la ventilazione artificiale in questo caso è opzionale, in quanto tutto il materiale per la ventilazione è contenuto nello **Zaino d'emergenza**. Se il defibrillatore non viene inserito in uno Zaino d'emergenza, il materiale per il supporto della ventilazione è indispensabile. La maschera idonea potrebbe essere la **Remask Maschera di ventilazione** o in alternativa la **Life Key Mask**.



Per visionare il materiale didattico per l'uso del defibrillatore visita il seguente [link](https://www.andrea-congiu.it/wiki/doku.php?id=formazione:blsd) <https://www.andrea-congiu.it/wiki/doku.php?id=formazione:blsd>

Scomparto B

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------|----------|--------------------|
| Aspiratore | 1 | OB MINI con filtro |

Sopra la tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3



Ho fatto cucire del velcro per poter attaccare una borsa dedicata ai collari cervicali



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---|----------|------|
| Collare cervicale regolabile adulti | 1 | |
| Collare cervicale regolabile pediatrico | 1 | |

Tasca trasparente che chiude le zone 2 e 3



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------|----------|-------------|
| Adesivo dell'ente | 10 | |
| Biglietto da visita | 10 | |
| Disinfettante Gel 80 ml | 1 | Per le mani |
| Sacchetto rifiuti | 1 | |

Zona 2



| BORSA | FINALITÀ |
|---------------|---|
| Rossa media | Set Stop the Bleed |
| Rossa piccola | Alimentazione e pulizia dell'aspiratore |
| Nera piccola | Riserva aspirazione |
| Blu piccola | Ausili DAE |
| Rossa piccola | Batterie di scorta e fonti luminose |
| Verde piccola | Guanti non sterili |

Borsa rossa media - Set Bleed Control (Controllo dei sanguinamenti)



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|------------------------------------|----------|---|
| Benda israeliana 10 cm | 1 | |
| Benda israeliana 15 cm | 1 | |
| Coperta isotermica | 1 | |
| Disinfettante in salvietta | 2 | |
| Forbice taglia-vestiti | 1 | |
| Garza sterile 10x10 cm | 5 | |
| Guanti non sterili M | 2 paia | |
| Istruzioni <i>Tourniquet (CAT)</i> | 1 | |
| Pennarello indelebile | 1 | Per scrivere l'ora di applicazione del <i>CAT</i> |
| Sacchetto rifiuti | 1 | |
| <i>Tourniquet (CAT)</i> | 2 | |

Borsa rossa piccola - Alimentazione e pulizia dell'aspiratore

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| Alimentatore dell'aspiratore | 1 | |
| Cavo di alimentazione 12V | 1 | Spina accendisigari |
| Salvietta disinfettante e detergente | 2 | Anche per la pulizia DAE |

Borsa nera piccola - Riserva aspirazione

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|----------------------------|----------|--------|
| Filtro aspiratore | 2 | |
| Fingertip | 2 | |
| Garza non sterile 10x10 cm | 5 | |
| Lubrificante | 1 | Glisen |

Borsa blu piccola - Ausili DAE

Gli stessi ausili per la defibrillazione di seguito elencati, sono contenuti anche nella tasca del defibrillatore, questi serviranno per defibrillare un secondo paziente, in fatti ho previsto le piastre per adulti e quelle pediatriche.



| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|-------------------------------|----------|------|
| Guanti non sterili M | 3 paia | |
| Maschera da ventilazione | 1 | |
| Rasoio monouso per tricotomia | 1 | |
| Sacchetto rifiuti | 1 | |
| Straccetto di stoffa | 1 | |



La forbice taglia vestiti non è presente in quanto non è materiale di consumo

Borsa rossa piccola - Batterie di scorta e fonti luminose

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Batteria AAA - LR03 -1,5V | 3 | |
| Batteria CR2032 - 3V | 2 | |
| Fonte luminosa da segnalazione | 1 per colore | Rossa e bianca |
| Fonte luminosa frontale | 1 | |

Borsa verde piccola - Guanti non sterili

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| Guanti non sterili S-M-L | 5 paia per misura | |

Zona 3



Borsa gialla - Aspirazione

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Fingertip | 2 | |
| Garza non sterile 10x10 cm | 5 | |
| Lubrificante | 1 | Glisen |
| Tubo di raccordo | 1 | Aspiratore - sonda |

Cateteri per aspirazione

In questa zona si anche trovano i cateteri per aspirazione. Questi sono trattenuti da 4 anelli di velcro fatti cucire appositamente.

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|--------------------------------------|--------------|------|
| Catetere per aspirazione 14-16-18 Ch | 2 per misura | |

Altra dotazione

Alcune situazioni richiedono per necessità e/o per regolamento di una dotazione specifica.

Per necessità

Manifestazioni sportive

In tutte le manifestazioni sportive è buona norma avere una scorta di ghiaccio.

Borsa gialla - Sondino Naso-gastrico

Il sondino Naso-Gastrico (SNG), viene raramente utilizzato nei primissimi interventi di urgenza e/o emergenza extra-ospedalieri ma, è bene prevederne un set per servizi da svolgere lontano dai centri ospedalieri.

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Garza non sterile 10x10 cm | 5 | |
| Lubrificante | 1 | Glisen |
| Sacca urina non sterile | 1 | |
| Schizzettone sterile monouso 60 ml | 1 | |
| Sondino naso-gastrico 16 e 18 Fr | 1 per misura | |
| Sterilstrip 12x100 mm | 1 confezione | Per fissaggio SNG al naso |

Per regolamento

Per esempio, nelle gare di ginnastica artistica il regolamento prevede che vengano usate fasce color carne.

| AUSILIO | QUANTITÀ | NOTE |
|------------------------------|----------|-------------|
| Benda elastica coesiva 10 cm | 5 | Color carne |
| Benda elastica coesiva 10 cm | 5 | Color carne |
| Ghiaccio istantaneo | 6 | |
| Ghiaccio spray | 1 | |

Rifornimento del materiale

Il materiale di consumo è possibile reperirlo in farmacia e/o al supermercato ma alcuni ausili è meglio acquistarli in negozi specializzati anche per questione di prezzi.

Boscarol Bolzano

La ditta Boscarol fornisce quasi tutti gli ausili e il materiale di consumo, di seguito elenco solo gli ausili. Nel sito è possibile consultare tutto il catalogo.

| |
|---|
| Ampollario |
| Aspiratore |
| Forbice taglia-vestiti |
| Getta-ago |
| Güdel |
| Lampada per pupille |
| Life Key Mask |
| Maschere da ventilazione per il pallone da ventilazione |
| Pallone da ventilazione |
| Remask Maschera di ventizione |
| Saturimetro |
| Sfigmomanometro |
| Spremisacca |
| Stetoscopio |
| <i>Tourniquet (CAT)</i> |
| Zaino da soccorso e pezzi di ricambio |

BOSCAROL

Via Enzo Ferrari, 29

39100 Bolzano - Italy

Tel: +39 0471932893 - Fax: +39 04710257760140

<http://www.boscarol.it> - E-Mail: info@boscarol.it



Corradini Gas Bolzano

La ditta Corradini fornisce a noleggio le bombole di O₂ aventi diverse capacità in litri, e si occupa anche delle ricariche.

CORRADINI

Via Max Planck, 55

39100 Bolzano - Italy

Tel: +39 0471251457 - Fax: +39 0471252036

<http://www.corradinigas.it/> - E-Mail: info@corradinigas.it



Echoes Srl

Fornisce defibrillatori e materiale per la formazione.

HeartSine samaritan PAD 350P

Cartuccia Pad-Pak per adulti

Cartuccia Ped-Pak pediatrica

Echoes Srl

Viale J. F. Kennedy, 121

50038 San Piero e Scarperia (FI) - Italy

Tel: +39 0550511249-203 - Fax: +39 0558459885

<https://www.shopheartsinepad.it/>



Collaboratori, revisioni e contatti

Quest'opera è curata da Congiu Andrea. Di seguito vengono elencate le persone che hanno preso parte alla sua realizzazione.

Collaboratori

| PARTECIPANTI ALL'OPERA | | |
|------------------------|--|-------|
| Nome | Descrizione | Sigla |
| Congiu Andrea | Stesura dei contenuti e realizzazione delle fotografie. Stesura e gestione del sorgente adoc. Gestione delle conversioni html e pdf con asciidoctor | CA |
| Mauro Lastesio | Realizzazione di una parte del materiale fotografico | MDL |

Revisioni

Nella tabella seguente viene elencata la cronologia delle revisioni.

| CRONOLOGIA DELLE REVISIONI | | | |
|----------------------------|------------|---|-------|
| Posizione | Data | Descrizione | Sigla |
| 1.0 | 08/03/2019 | Prima stesura | CA |
| 1.1 | 17/01/2020 | Aggiunto <i>set Bleed Control</i> | CA |
| 2.0 | 16/03/2020 | Rimossa la lista generale del materiale | CA |
| 3.0 | 08/04/2022 | Prima stesura definitiva | CA |
| 3.1 | 02/04/2022 | Aggiunta delle immagini | CA |

Contatti

Congiu Andrea

Infermiere libero professionista

39012 Merano (BZ)

E-Mail: info@andrea-congiu.it

Url: <https://www.andrea-congiu.it>



La licenza


Applicazione della licenza

Per principio vorrei che tutta la documentazione prodotta sia liberamente condivisibile, modificabile e ri-condivisibile. È quindi necessario applicare una licenza e a tale scopo è stata scelta la **Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale**. È anche di fondamentale importanza l'utilizzo di formati aperti per la creazione dei documenti, ad esempio quelli di libreOffice. Per la realizzazione di questo progetto ho usato un formato di testo adoc e poi processato con asciidoctor per generare l'HTML e il PDF.

La licenza applicata

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0). Per leggere una copia della licenza visita il sito web <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it> o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Dettagli della licenza

| | |
|---|--|
|  | Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formatao. |
| CCPL Versione 4.0 | Modificare — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere per qualsiasi fine, anche commerciale. Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. |

Se modifichi o riutilizzi questo documento cita la fonte con il seguente testo

Fonte:



Congiu Andrea - *Infermiere libero professionista*

39012 Merano (BZ)

E-Mail: info@andrea-congiu.it

Url: <https://www.andrea-congiu.it>

Ringraziamenti

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all'aiuto di:

- Mauro Lastesio: che ha realizzato la maggiorparte delle fotografie
- Luigi Morganti: che si è prestato come vittima e ha messo a disposizione i locali della sua cooperativa per scattare le fotografie

<http://www.coopcall.it>

Grazie per la collaborazione pronta e competente.